


# Применение **НПТЭГ** в клинической практике

mednord-t.ru





В настоящие время установлено достаточно много этиологических факторов, которые способны вызвать тромбо-геморрагический синдром. Эти факторы могут быть как приобретёнными, так и генетически детерминированы.

Для диагностики и профилактики тромбогеморрагических синдромов разработаны клинические рекомендации: **ГОСТ Р 56377-2015** 



### Противотромботическая терапия

Какой препарат?

Какая доза?

Какая дискретность?

Как долго применять?

Как контролировать?

Для профилактики и лечения используются одни и те же группы препаратов:

Антиагреганты Антикоагулянты Ангиопротекторы Акт/Инг фибринолиза





#### Локальные тесты в цифрах

70+

Различных лабораторных тестов

150+

тыс. рублей суммарная стоимость

24+

часа на проведение исследований



Большое количество дорогих и трудозатратных локальных тестов **не способно** в полной мере охватить и оценить **функциональное состояние** системы гемостаза





**Гемостатический потенциал -** интегративная результирующая системы РАСК формирующая полный цикл фибриногенеза, контролируемого **уровнем генерации тромбина** который обеспечивает необходимую текучесть крови и прерывает ее экстравазацию при повреждении сосудистой стенки

Тютрин И.И., Уд<mark>ут В.В. 2017-2021</mark>гг





**«Глобальные тесты»** — методы **интегративной** оценки плазменного и клеточного компонентов нативной крови, участвующих во всех этапах фибриногенеза, от инициации до формирования п/с фибрина и его возможного лизиса

#### РОТАЦИОННЫЕ







**Rotem** 

#### ВИБРАЦИОННЫЕ




НПТЭГ «Меднорд»



TEG 6s




#### Физические принципы анализа **TEG** и **НПТЭГ** «Меднорд»



Небольшая проба крови помещается в тромбоэластограф TEG, торсионная нить и стержень помещаются в пробу, **кювета с пробой вращается**, сгусток начинает образовываться и связывает кювету и стержень.

Анализируются: время свертывания, максимальная прочность и разрушение сгустка




Принцип действия тромбоэластографа НПТЭГ «Меднорд» основан на регистрации изменения сопротивления исследуемой среды резонансным колебаниям иглы-резонатора, закрепленной на пьезоэлектрическом элементе и опущенной в кювету с кровью пациента. Частота колебаний иглы в воздухе и в жидкости поддерживается равными автоматически.






#### Биофизические аспекты возможного «провала» **НПТЭГ**



Чаще всего при записи графика НПТЭГ в начале происходит образование «провала». Некоторые из причин:


- 1. За счет колебания **иглы-резонатора** происходит отталкивание не активированных тромбоцитов и ФЭК на периферию кюветы, за счёт чего образуется прослойка плазмы возле иглы-резонатора. Как только происходит процесс активации тромбоцитов, график фиксирует подъем кривой.
- 2. Эффект **«седиментации»**, связанный с белковым, клеточным составом крови.







Таким образом, за промежуток времени обозначаемый как **R**, в классической ТЭГ происходят процессы **инициации**, **амплификации и начало пропагации** (наработка фибрина). Пьезоэлектрический датчик позволяет улавливать минимальные изменения в вязкости крови, за счёт чего данные этапы становятся видимыми. В классической ТЭГ видимые изменения начинаются только на этапе пропагации.



## **R** время свёртывания коагуляционные факторы

ИКК- интенсивность контактной фазы
 КТА- интенсивность нарастания тромбина
 ИКД - интенсивность коагуляционного драйва
 t1- время тромбоцитарной реакции
 t3 - точка желирования крови

## **К, а** кинетика сгустка тромбоциты (МА)

**ИПС**- интенсивность превращения фибрин-мономера в фибрин-полимер **КСПА** - влияние противосвёртывающей системы на образование сгустка **t5 (МА)**- максимальная плотность сгустка

### **Ly30** лизис сгустка

ИРЛС- интенсивность лизиса сгустка





### Сравнительный анализ **гемостатического потенциала** НПТЭГ и Rotem






Rotem

НПТЭГ «Меднорд»

mednord-t.ru

<b>t1</b> =1,2 мин	<b>KTA</b> =37	<b>t3</b> =6,0 мин	<b>t5</b> =52,5 мин	<b>MA</b> =540
<b>ИКК</b> =12,5	<b>ИПС</b> =18	<b>ИКД</b> =28,5	<b>ИТС</b> =12	<b>КСПА</b> =1,2



NATEM	date time	2:234	
CT: 971s	MCF: 51mm	CFT: 291s	
a:	A10: 35mm	A15: 44mm	

### Меднорд-Техника Производство и продажа медицинской техники

#### Клинические возможности

#### Отсутствие времени задержки позволяет:

## Оценка инициации, амплификации и начала пропагации позволяет оценить функциональную активность тромбоцитов и принять решение:

- -назначение препарата или трансфузии компонентов крови
- -определить оптимальную дозировку препаратов
- -определить дискретность назначения препаратов
- -определить эффективность проводимой терапии
- -дифференцирование вклада тромбоцитов в гиперкоагуляцию

-определить влияние л/с, вакцин и эндогенных факторов (н-р: ПДФ) на гемостатический потенциал (н-р: КОК)


\_-коррекция отрицательного влияния на гемостатический потенциал

В условиях оказания неотложной помощи






Методика НПТЭГ позволяет регистрировать все этапы фибриногенеза от этапа агрегации до возможного лизиса сгустка. Поскольку регистрация происходит в пробе с цельной кровью, учитывается влияние всех участников свертывания крови (ФЭК, эндотелий, лекарственные препараты и т.д.).




#### Анализ графика **НПТЭГ**





#### Анализ **НПТЭГ** в алгоритме программы **«Гемо-5»**



ИКК - интенсивность контактной коагуляции

**t1** - время реакции

КТА - константа тромбиновой активности

**t3** - «точка желирования» (время свёртывания крови)

ИПС - интенсивность полимеризации сгустка

**t5** - время образования поперечно сшитого фибрина

МА - максимальная плотность сгустка


ИРЛС - интенсивность ретракции и лизиса сгустка

КСПА - коэффициент суммарной противосвёртывающей активности






#### Диапазон **референтных величин** показателей НПТЭГ **здоровых добровольцев** сибирской популяции



t1	1,2[0,8;1,6]			
ИКК	25[14;37]			
t3	7,7[5,7;9,7]			
ИКД	34[31,9;36]			
t5	35[28;42]			
MA	563[472;655]			
KTA	30[25;38]			
ИПС	17,8[15,6;20]			
ИТС	17,04[14,68;20,12]			
ИРЛС	0,5[0;1]			
КСПА	1,5[0;3]			
Состояние ГП Норма Условная				
Агрегационная активность ФЭК в норме, Время свертывания крови 8.0 мин Интенсивность протеолитического этапа фибриногенеза в норме, Интенсивность полимеризационного этапа фибриногенеза в норме, Противосвертывающая активность в норме,				



#### Варианты состояния гемостатического потенциала





#### Варианты влияния на **«агрегационный»** этап ГП




График фонового исследования **НПТЭГ** График **НПТЭГ** ч/з 24 часа после приема 75мг кардиомагнила

Препараты:
НПВС
Клопидогрел
Аспирин
Кардиомагнил
Дипиридамол
Гидрокортизон


#### Критерии:

увеличение **t**<sub>1</sub> не менее, чем в 2 раза; Снижение **ИКК** не менее, чем в 2 раза.





### Клинические варианты гиперкоагуляции с учетом **«тромбоцитарного»** вклада.



Различные варианты гемостатического потенциала (представлены лишь 2 вида возможной гиперкоагуляции) требуют различного подхода в терапии лекарственными препаратами.

Время исследования в минутах

График исследования **НПТЭГ** — **хронометрическая** гиперкоагуляция График исследования **НПТЭГ** — **структурная** гиперкоагуляция





#### Варианты влияния на **«коагуляционный»** этап ГП




График фонового исследования **НПТЭГ** График **НПТЭГ** ч/з 5 мин. после введения **5000ЕД** гепарина, Графики: **НПТЭГ** ч/з 30 минут, **НПТЭГ** ч/з 60 минут, **НПТЭГ** ч/з 180 минут.

#### Препараты:


Гепарин Дабигатран Апиксабан Ривароксабан Варфарин Сулодексид Клесан Фраксипарин

#### Критерии:

В 3 раза; Увеличение **t2** не менее, чем в 3 раза; Увеличение **t3** не менее, чем в 2 раза.



#### Варианты влияния на «фибринолитический» этап ГП



Время исследования в минутах

График фонового исследования **НПТЭГ** График **НПТЭГ** ч/з 30 мин. после введения **250мг** транексамовой к-ты.

#### Препараты:

Транексамовая к-та Аминокапроновая к-та

#### Критерии:

Снижение **ИРЛС** не менее, чем в 3 раза;






#### Где можно изучить клинические данные?

Методика НПТЭГ представлена более чем в 60 субъектах РФ. Некоторые клинические данные, публикуемые практикующими врачами и исследователями можно найти:

- -на сайте <a href="https://elibrary.ru">https://elibrary.ru</a>
- -сборник статей на сайте <a href="http://mednord-t.ru/obshhie-svedeniya/dokumentaciya/">http://mednord-t.ru/obshhie-svedeniya/dokumentaciya/</a>







2023

#### ООО «МЕДНОРД-Т»

По вопросам приобретения оборудования: 634029, Россия, г.Томск, ул. Белинского, д.38

E-mail: <u>info@mednord-t.ru</u> Тел./ф.: 8 (3822) 52-75-22